

ACEITE PARA INMERSIÓN REACTIVO TIPO B ALTA VISCOSIDAD

Oil for immersion
 Apariencia típica: Líquido viscoso, incoloro o ligeramente amarillo. CAT. 0006

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Claro, libre de materia suspendida.
Densidad a 25°C [g/mL]	0.91 – 0.93
Viscosidad [cSt] a 25°C	1240 – 1260
Fluorescencia	Baja

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 mL, 1 L

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE