

ACETALDEHÍDO A.C.S.

Acetaldehyde	CAT. 0010
CH ₃ CHO	P.M. 44.05
CAS: 75-07-0	
Apariencia típica:	Líquido con olor irritante.
Uso analítico:	Estándar en cromatografía y polarografía.
Punto de ebullición:	21°C
Solubilidad en agua:	Miscible
Densidad:	0.79 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CH ₃ CHO)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de evaporación	0.005%
Ácido titulable [meq/g]	0.008

PRESENTACIONES

	125, 250, 500 mL
NFPA: 3-4-2	COLOR DE ALMACENAJE: ROJO