

ÁCIDO FOSFOMOLÍBDICO A.C.S.

Phosphomolybdic Acid
 CAS: 51429-74-4
 Apariencia típica:
 Uso analítico:
 Punto de fusión:
 Solubilidad en agua:

CAT. 0135

Cristales amarillos.
 Pruebas para alcaloides.
 79 – 90°C
 Muy soluble.

ESPECIFICACIONES

Materia insoluble
 Cloruro (Cl)
 Sulfato (SO₄)
 Amonio (NH₄)
 Calcio (Ca)
 Metales pesados (como Pb)
 Hierro (Fe)

Máximo permitido

0.01%
 0.02%
 0.025%
 0.01%
 0.02%
 0.005%
 0.005%

PRESENTACIONES

25, 100 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE