

ÁCIDO SULFUROSO A.C.S.

Sulfurous Acid	CAT. 0295
Una solución de SO ₂ en agua	
CAS: 7782-99-2	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Agente reductor.
Densidad:	1.03 g/mL
pKa:	1.8

ESPECIFICACIONES

Ensayo (SO ₂)	≥ 6.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de ignición	0.005%
Cloruro (Cl)	5 ppm
Metales pesados (como Pb)	2 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm

PRESENTACIONES

500 mL, 1 L

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO