

ÁCIDO TIOGLICÓLICO REACTIVO

Thioglycolic Acid CAT. 0310

(Mercaptoacetic Acid)

CH_2SHCOOH

P.M. 92.17

CAS: 68-11-1

Apariencia típica:

Líquido incoloro.

Uso analítico:

Reactivo sensible a hierro, molibdeno, plata y estaño.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CH_2SHCOOH)

≥ 88.0%

Máximo permitido

Sensibilidad

Pasa prueba

Hierro (Fe)

Pasa prueba

Solubilidad

Pasa prueba

Residuo después de ignición.

0.1%

PRESENTACIONES

125, 250, 500 mL

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE