

AGUA TRIDESTILADA REACTIVO

Water	CAT. 0360
H ₂ O	P.M. 18.02
CAS: 7732-18-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente, diluyente.
Punto de ebullición:	100°C
Densidad:	0.99 g/mL
pKa:	15.7

ESPECIFICACIONES

Conductividad específica a 25°C [$\Omega^{-1}\text{cm}^{-1}$]	1.0 x 10 ⁻⁶
pH a 25°C	5.0 – 7.0
	<i>Máximo permitido</i>
Metales pesados (como Pb)	0.005 ppm
Hierro (Fe)	0.01 ppm
Sólidos totales	2 ppm
Sustancias reducidas por permanganato	Pasa prueba
Dióxido de carbono	Ausente
Amonio	0.15 ppm

PRESENTACIONES

1, 3.5, 18, 19, 20 L

NFPA: 0-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE