

**ALCOHOL ISOAMÍLICO A.C.S.**

Isoamyl Alcohol (Alcohol isopentílico) (CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	CAT. 0395
CAS: 123-51-3	P.M. 88.15
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Solvente orgánico.
Punto de ebullición:	131°C
Solubilidad acuosa:	2 g en 100 mL a 14°C
Densidad:	0.81 g/mL

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo (C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> OH)	≥ 98.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Agua (H <sub>2</sub> O)	0.5%
Ácido titulable [meq/g]	0.002
Residuo después de evaporación	0.003%
Ácidos y ésteres (como acetato de amilo)	0.2%
Compuestos con carbonilo (como HCHO)	0.1%

**PRESENTACIONES**

250, 500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 1-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO