

ALCOHOL ISOPROPÍLICO A.C.S.

Isopropyl Alcohol (2-Propanol) $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$ CAS: 67-63-0	CAT. 0405
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Solvente orgánico.
Punto de ebullición:	83°C
Solubilidad acuosa:	Miscible
Densidad:	0.79 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$)	≥ 99.5%
Solubilidad en agua	Pasa prueba <i>Máximo permitido</i>
Compuestos con carbonilo	
Propionaldehído	0.002%
Acetona	0.002%
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.001%
Agua (H_2O)	0.2%
Ácido o base titulable [meq/g]	0.0001

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO