

**ALCOHOL OCTÍLICO A.C.S.**

Octyl Alcohol (1-Octanol)	CAT. 0415
$C_8H_{18}O$	P.M. 130.23
CAS: 111-87-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro de olor penetrante.
Uso analítico:	Solvente; determinación de coeficientes de partición en TSCA.
Punto de ebullición:	194 – 195°C
Solubilidad acuosa:	Insoluble
Densidad:	0.83 g/mL

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo ( $C_8H_{18}O$ )	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.004%
Ácido titulable [meq/g]	0.0002

**PRESENTACIONES**

250, 500 mL, 1 L

NFPA: 1-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO