

BENCENO A.C.S.

Benzene	CAT. 0795
C_6H_6	P.M. 78.11
CAS: 71-43-2	
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Referencia para cuantificar compuestos.
Punto de ebullición:	80°C
Solubilidad acuosa:	0.1 g en 100 mL a 20°C
Densidad:	0.88 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C_6H_6)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.001%
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba
Tiofeno (límite cerca de 1 ppm)	Pasa prueba
Compuestos sulfurados (como S)	0.005%
Agua (H_2O)	0.05%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 2-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO