

BRUCINA REACTIVO

Brucine	CAT. 0850
$C_{23}H_{26}N_2O_4$	P.M. 394.45
CAS: 357-57-3	
Apariencia típica:	Cristales
Punto de fusión:	176 – 179°C

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad al nitrato	Pasa prueba
	<i>Máximo permitido</i>
	0.10%
Residuo después de ignición	
Solubilidad en alcohol	Pasa prueba
Cloruro (Cl)	0.005%
Sulfato (SO ₄)	0.20%
Estricnina	Pasa prueba

PRESENTACIONES

5, 10 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL