

CADMIO MUSGOS (GRANALLA) REACTIVO

Cadmium	CAT. 0885
Cd	P.A. 112.40
CAS: 7440-43-9	
Apariencia típica:	Metal plateado, lustroso.
Punto de fusión:	321°C

ESPECIFICACIONES

Pureza (Cd)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Antimonio (Sb)	3 ppm
Arsénico (As)	1 ppm
Plomo (Pb)	24 ppm
Estaño (Sn)	1 ppm
Cobre (Cu)	8 ppm
Plata (Ag)	7 ppm
Níquel (Ni)	1 ppm
Cobalto (Co)	1 ppm
Titanio (Ti)	1 ppm
Zinc (Zn)	1 ppm

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA:: 2-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL