

YODURO DE CADMIO REACTIVO

Cadmium Iodide

CAT. 0905

CdI_2

P.M. 366.21

CAS: 7790-80-9

Apariencia típica:

Cristales blancos hexagonales, se torna amarillo bajo exposición a la luz.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CdI_2)

≥ 99.5%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.015%

Cloruro y bromuro (como Cl)

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.005%

Álcalis y tierras alcalinas

0.15%

Zinc (Zn)

0.05%

PRESENTACIONES

25, 50, 100 g

NFPA: 3-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL