

CLORURO DE CALCIO ANHIDRO A.C.S.

Calcium Chloride Anhydrous (Cloruro de Calcio Desecante)	CAT. 0925
CaCl ₂	P.M. 110.98
CAS: 10043-52-4	
Apariencia típica:	Gránulos higroscópicos.
Uso analítico:	Desecante
Punto de fusión:	772°C
Solubilidad acuosa:	Poco soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CaCl ₂)	≥ 96.0%
Base tituable [meq/g]	<i>Máximo permitido</i> 0.006

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE