


ESTEARATO DE CALCIO REACTIVO

Calcium Stearate



CAS: 1592-23-0

Apariencia típica:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0935

P.M. 607.4

Polvo blanco.

149°C

Insoluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CaO)

Descripción

Identificación

6.0 – 8.0%

Corresponde

Pasa prueba

Máximo permitido

Ácidos grasos libres

Arsénico (As)

Metales pesados (Pb)

Insaponificables

3.0%

4 ppm

20 ppm

2.0%

PRESENTACIONES

500 g, 2.5 kg

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE