

FOSFATO DE CALCIO MONOBÁSICO MONOHIDRATADO REACTIVO

Calcium Phosphate Monobasic Monohydrate

CAT. 0950

$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

P.M. 252.07

CAS: 7758-23-8

Apariencia típica:

Polvo

Cambio de estado (aproximado):

Pierde H_2O alrededor de 100°C ,
se descompone alrededor de 200°C

ESPECIFICACIONES

Insolubilidad en ácido clorhídrico

0.015%

Dibásico o exceso de ácido

Pasa prueba

Máximo permitido

Cloruro (Cl)

0.005%

Fluoruro (F)

0.001%

Nitrato (NO_3)

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.02%

Amonio (NH_4)

0.01%

Arsénico (As)

0.0005%

Metales pesados (como Pb)

0.002%

Hierro (Fe)

0.02%

Magnesio (Mg)

0.2%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE