

**CALCIO REACTIVO**

Calcium	CAT. 0965
Ca	P.A. 40.08
CAS: 7440-70-2	
Apariencia típica:	Sólido de apariencia metálica, se oxida fácilmente en contacto con el aire.
Punto de fusión:	850°C

**ESPECIFICACIONES**

Identificación (Ca)	Corresponde
---------------------	-------------

**PRESENTACIONES**

NFPA: 3-1-2-W	25, 100, 250 g	COLOR DE ALMACENAJE: ROJO
---------------	----------------	---------------------------