

ÓXIDO DE CALCIO REACTIVO

Calcium Oxide
 CaO
 CAS: 1305-78-8
 Apariencia típica:

CAT. 0975
 P.M. 56.08

Polvo blanco.

ESPECIFICACIONES

Insolubilidad en CH₃COOH y precipitado por NH₄OH
 Pérdida por ignición
 Cloruro (Cl)
 Nitrato (NO₃)
 Sulfato (SO₄)
 Metales pesados (como Pb)
 Hierro (Fe)
 Magnesio y álcali (MgO)

Máximo permitido
 0.3%
 10%
 0.005%
 0.01%
 0.1%
 0.005%
 0.015%
 1.0%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 3-0-1

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE