

CAOLIN REACTIVO

Kaolin

CAT. 0985

CAS: 1332-58-7

Apariencia típica:

Polvo blanco o ligeramente amarillo.

ESPECIFICACIONES

Pérdida por ignición

Máximo permitido

15.0%

Sustancias solubles en ácido

2.0%

Carbonato (CO₃)

Pasa prueba

Hierro (Fe)

Pasa prueba

Plomo (Pb)

0.001%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE