

CARBÓN VEGETAL ACTIVADO GRANULAR REACTIVO

Carbon Activated
C
CAS: 7440-44-0
Apariencia típica:

CAT. 0987
P.A. 12.0107

Sólido gris oscuro.

ESPECIFICACIONES

Acidez o alcalinidad
Sustancias no carbonizables
Sulfuro

Pasa prueba
Pasa prueba
Pasa prueba
Máximo permitido

Pérdida al secado
Residuos de la ignición
Metales pesados (como Pb)
Sustancias solubles en etanol

15.0%
12.0%
0.001%
1.0%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 1 kg

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE