

CARBÓN VEGETAL ACTIVADO POLVO REACTIVO

Carbon Activated
 C
 CAS: 7440-44-0
 Apariencia típica:

CAT. 0990
 P.A. 12.0107

Polvo gris oscuro.

ESPECIFICACIONES

Acidez o alcalinidad
 Sustancias no carbonizables
 Sulfuro

Pasa prueba
 Pasa prueba
 Pasa prueba
Máximo permitido

Pérdida al secado
 Residuos de la ignición
 Metales pesados (como Pb)
 Sustancias solubles en etanol

15.0%
 12.0%
 0.001%
 1.0%

PRESENTACIONES

250, 500 g, 1 kg

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE