

DISULFURO DE CARBONO A.C.S.

Carbon Disulfide	CAT. 0995
CS ₂	P.M. 76.13
CAS: 75-15-0	
Apariencia típica:	Líquido claro incoloro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	46°C
Solubilidad acuosa:	0.3 g en 100 mL a 20°C
Densidad:	1.26 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CS ₂)	≥ 99.9%
Color (APHA)	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de evaporación	10
Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	0.002%
Dióxido de azufre (SO ₂)	Pasa prueba
Agua (H ₂ O)	Pasa prueba
	0.05%

PRESENTACIONES

250, 500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 3-4-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO