

CARMÍN ALUM LAKE INDICADOR

Carmin Alum Lake
(Ácido Carmínico)

CAT. 1000

I.C. 75470

$C_{22}H_{20}O_{13}$

P.M. 492.39

CAS: 1260-17-9

Apariencia típica:

Polvo rojo.

ESPECIFICACIONES

Intervalo de transición visual

pH 4.8 (rojo-amarillento) a pH 6.2 (púrpura)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE