

CICLOHEXANO A.C.S.

Cyclohexane	CAT. 1025
C_6H_{12}	P.M. 84.16
CAS: 110-82-7	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente orgánico.
Punto de ebullición:	80 – 81°C
Solubilidad en agua:	Virtualmente insoluble.
Densidad:	0.78 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C_6H_{12})	≥ 99.0%
Color (APHA)	<i>Máximo permitido</i>
Residuo después de evaporación	10
Sustancias oscurecidas por H_2SO_4	0.002%
Agua (H_2O)	Pasa prueba
	0.02%

PRESENTACIONES

250, 500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO