

CICLOHEXANONA A.C.S.

Cyclohexanone	CAT. 1030
$C_6H_{10}O$	P.M. 98.14
CAS: 108-94-1	
Apariencia típica:	Líquido claro, aceitoso.
Uso analítico:	Solvente orgánico.
Punto de ebullición:	154 – 156°C
Solubilidad en agua:	5 g en 100 mL a 30°C
Densidad:	0.95 g/mL
pKa:	-6.8

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_{10}O$)	≥ 99.0%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.05%
Agua (H_2O)	0.05%

PRESENTACIONES

250, 500 mL, 1, 2.5, 4, 18 L

NFPA: 1-2-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO