

CLOROBENCENO A.C.S.

Chlorobenzene (Monoclorobenceno)	CAT. 1045
C_6H_5Cl	P.M. 112.56
CAS: 108-90-7	
Apariencia típica:	Líquido claro.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	132°C
Solubilidad acuosa:	0.05 g en 100 mL a 20°C
Densidad:	1.11 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (C_6H_5Cl)	$\geq 99.5\%$ <i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	30
Residuo después de evaporación	0.02%
Ácido titulable [meq/g]	0.004

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 2-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO