

CLOROFORMO A.C.S.

Chloroform	CAT. 1050
(Triclorometano)	
CHCl ₃	P.M. 119.38
CAS: 67-66-3	
Apariencia típica:	Líquido claro incoloro.
Uso analítico:	Solvente; extracción en solventes.
Punto de ebullición:	61.0°C
Solubilidad acuosa:	0.5 g en 100 mL a 25°C
Densidad:	1.48 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CHCl ₃)	≥ 99.8%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.001%
Acetona y aldehído	Pasa prueba
Ácido y cloruro	Pasa prueba
Cloro libre (Cl)	Pasa prueba
Plomo (Pb)	0.05 ppm
Sustancias oscurecidas por ácido sulfúrico	Pasa prueba

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 4, 18 L

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: AZUL