

## SULFATO DE COBALTO HEPTAHIDRATADO REACTIVO

Cobalt Sulfate, Heptahydrate

CAT. 1070

$\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

P.M. 281.10

CAS: 10026-24-1

Apariencia típica:

Cristales rojos o de color rosa.

### ESPECIFICACIONES

Materia insoluble

*Máximo permitido*

0.010%

Cloruro (Cl)

0.002%

Nitrato ( $\text{NO}_3$ )

0.02%

Tierras alcalinas

0.15%

Amonio ( $\text{NH}_3$ )

0.01%

Cobre (Cu)

0.003%

Hierro (Fe)

0.003%

Níquel (Ni)

0.20%

Zinc (Zn)

0.03%

### PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE