

**CARBONATO CÚPRICO BÁSICO REACTIVO**

Cupric Carbonate Basic

CAT. 1085

$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

CAS: 12069-69-1

Apariencia típica:

Cristales verdes.

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo (Cu)

52.0 – 56.0%

*Máximo permitido*

Materia insoluble en  $\text{H}_2\text{SO}_4$

0.01%

Cloruro (Cl)

0.005%

Nitrato ( $\text{NO}_3$ )

0.02%

Sulfatos ( $\text{SO}_4$ )

0.02%

Tierras alcalinas, etc.

0.40%

Hierro (Fe)

0.01%

Plomo (Pb)

0.005%

**PRESENTACIONES**

100, 250, 500 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE