

COBRE GRANALLA A.C.S.

Copper	CAT. 1105
Cu	P.A. 63.55
CAS: 7440-50-8	
Apariencia típica:	Metal de color rojo brillante.
Uso analítico:	Catalizador, absorción de oxígeno.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (Cu)	≥ 99.90%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble en HNO ₃ diluido	0.02%
Antimonio y estaño (como Sn)	0.01%
Arsénico (As)	5 ppm
Hierro (Fe)	0.005%
Plomo (Pb)	0.005%
Manganeso (Mn)	0.001%
Plata (Ag)	0.002%
Fósforo (P)	0.001%

PRESENTACIONES

	100, 250, 500 g	
NFPA: 0-0-0		COLOR DE ALMACENAJE: VERDE