

**COBRE LIMADURA A.C.S.**

Copper	CAT. 1115
Cu	P.A. 63.55
CAS: 7440-50-8	
Apariencia típica:	Metal de color rojo brillante.
Uso analítico:	Catalizador, absorción de oxígeno.

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo (Cu)	≥ 99.90%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble en HNO <sub>3</sub> diluido	0.02%
Antimonio y estaño (como Sn)	0.01%
Arsénico (As)	5 ppm
Hierro (Fe)	0.005%
Plomo (Pb)	0.005%
Manganeso (Mn)	0.001%
Plata (Ag)	0.002%
Fósforo (P)	0.001%

**PRESENTACIONES**

100, 250, 500 g

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE