

**ÓXIDO CUPROSO REACTIVO**

Cuprous Oxide (Óxido de Cobre I)	CAT. 1127
Cu <sub>2</sub> O	P.M. 143.09
CAS: 1317-39-1	
Apariencia típica:	Polvo rojo.

**ESPECIFICACIONES**

Ensayo (Cu <sub>2</sub> O)	≥ 98.0%
Estearato de zinc (Conservador)	0.2 – 0.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble en HNO <sub>3</sub>	0.3%
Cloruro (Cl)	0.5%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	0.05%
Hierro (Fe)	0.05%
Cobre libre	Reportar

**PRESENTACIONES**

100, 250 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE