

SULFATO CÚPRICO ANHIDRO REACTIVO

Cupric Sulfate, Anhydrous

CAT. 1130

CuSO_4

P.M. 159.60

CAS: 7758-98-7

Apariencia típica:

Polvo fino blanco o azul – blanquecino.

Solubilidad acuosa:

Soluble

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CuSO_4)

≥ 97.0%

Máximo permitido

Materia insoluble

0.02%

Cloruro (Cl)

0.002%

Tierras alcalinas (como SO_4)

0.2%

Hierro (Fe)

0.010%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE