

CLORURO DE CROMO HEXAHIDRATADO REACTIVO

Chromium Chloride Hexahydrate

$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

CAS: 10060-13-5

Apariencia típica:

Solubilidad:

CAT. 1155

P.M. 266.48

Gránulos o cristal verde oscuro.

Muy soluble en agua o alcohol.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (como Cr)

18.5 – 19.5%

Máximo permitido

Insoluble

0.01%

Sulfato (SO_4)

0.02%

Álcalis y tierras alcalinas

0.3%

Aluminio (Al)

0.02%

Amonio (NH_3)

0.03%

Metales pesados (como Pb)

0.005%

Hierro (Fe)

0.01%

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE