

SULFATO DE CRÓMICO REACTIVO

Chromium Sulfate (Sulfato de Cromo III) CAT. 1165

$Cr_2O_{12}S_3$ P.M. 392.18

CAS: 10101-53-8

Apariencia típica:

Cristales color violeta o verde.

Solubilidad acuosa:

Poco soluble.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (como Cr) 19.7 – 26.5%

Máximo permitido

Materia insoluble 0.05%

Hierro (Fe) 0.01%

PRESENTACIONES

25, 100, 250 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE