

ACEITE PARA INMERSIÓN REACTIVO TIPO A BAJA VISCOSIDAD

Oil for immersion CAT. 0005
 Apariencia típica: Líquido viscoso, incoloro o ligeramente amarillo.

ESPECIFICACIONES

Densidad a 25°C [g/mL]	0.91 – 0.95
Viscosidad [cSt] a 25°C	300 ± 10
Índice de refracción	1.5150 ± 0.0002
Fluorescencia	Baja

PRESENTACIONES

25, 100, 250, 500 mL, 1 L

NFPA: 0-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE