

ACETONITRILO A.C.S.

Acetonitrile	CAT. 0030
CH ₃ CN	P.M. 41.05
CAS: 75-05-8	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro; con olor suave característico.
Uso analítico:	Solvente.
Punto de ebullición:	81°C
Solubilidad en agua:	Miscible
pKa:	25

ESPECIFICACIONES

Ensayo (CH ₃ CN)	≥ 99.5%
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Residuo después de evaporación	0.005%
Ácido titulable [meq/g]	8
Base titulable [meq/g]	0.6
Agua (H ₂ O)	0.3%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 4 L

NFPA: 2-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO