

## ÁCIDO 1-AMINO-2-NAFTOL-4-SULFÓNICO A.C.S

4-amino-3-hidrox-1-naphthalene sulfonic acid

$\text{H}_2\text{N}(\text{HO})\text{C}_{10}\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$

CAS: 116-63-2

Apariencia típica:

Aplicaciones:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

Ensayo ( $\text{H}_2\text{N}(\text{HO})\text{C}_{10}\text{H}_5\text{SO}_3\text{H}$ )

Solubilidad en solución de carbonato de sodio

Residuo después de ignición

Sulfato ( $\text{SO}_4$ )

Sensibilidad a fosfato

CAT. 0035

P.M. 239.25

Sólido blanco a ligeramente café-rosado.

Determinación de fosfato.

285° C

Insoluble

### ESPECIFICACIONES



$\geq 90.0\%$

*Máximo permitido*

Pasa prueba

0.1%

0.2%

Pasa prueba

### PRESENTACIONES

25, 50 g

NFPA: 3-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE