

ÁCIDO ADÍPICO REACTIVO

Adipic Acid
 $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$
 CAS: 124-04-9
 Apariencia típica:

CAT. 0045
 P.M. 146.14

Prismas monoclinicos blancos.

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_4$)
 Punto de fusión

99.6 – 101.0%

151.5 – 154°C

Metales pesados (como Pb)
 Agua (H_2O)

Máximo permitido

10 ppm

0.2%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-1-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE