

ÁCIDO ASCÓRBICO A.C.S.

Ascorbic Acid

$C_6H_8O_6$

CAS: 50-81-7

Apariencia típica:

Uso analítico:

Punto de fusión:

Solubilidad acuosa:

CAT. 0060

P.M. 176.13

Sólido blanco.

Antioxidante

191°C, con descomposición

30 g en 100 mL a 25°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_6H_8O_6$)

Rotación específica $[\alpha]_D^{25}$

Residuo después de ignición

Metales pesados (como Pb)

Hierro (Fe)

$\geq 99.0\%$

$+ 21.0^\circ \pm 0.5^\circ$

Máximo permitido

0.1%

0.002%

0.001%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE