

ÁCIDO HIPOFOSFOROSO 50% REACTIVO

Hypophosphorus Acid, 50%	CAT. 0165
(Ácido fosfínico)	
H ₃ PO	P.M. 66.00
CAS: 6303-21-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.

ESPECIFICACIONES

Ensayo (H ₃ PO ₂)	49.5 – 53.5%
Densidad (g/mL)	1.20 – 126
	<i>Máximo permitido</i>
Color (APHA)	10
Cloruro (Cl)	0.005%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.01%

PRESENTACIONES

NFWA: 3-2-2	100, 250, 500 g	COLOR DE ALMACENAJE: AMARILLO
-------------	-----------------	-------------------------------