

ÁCIDO p-AMINOBENZOICO REACTIVO

p-Aminobenzoic Acid (Ácido 4-Aminobenzoico)	CAT. 0210
$C_7H_7NO_2$	P.M. 137.14
CAS: 150-13-0	
Apariencia típica:	Cristales ligeramente amarillos.
Punto de fusión:	187°C

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($C_7H_7NO_2$)	99.5 – 100.2%
Punto de fusión	187 – 189°C
	<i>Máximo permitido</i>
Residuo de ignición	0.03%
Solubilidad en solución de carbonato de sodio	Pasa prueba
Compuestos de cloro (Cl)	0.01%
Sulfatos (SO_4)	0.01%
Metales pesados (Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.002%

PRESENTACIONES

	100, 250, 500 g	
NFPA: 1-0-0		COLOR DE ALMACENAJE: VERDE