

AGUA HPLC

Water	CAT. 0360
H ₂ O	P.M. 18.02
CAS: 7732-18-5	
Apariencia típica:	Líquido claro e incoloro.
Uso analítico:	Solvente, diluyente.
Punto de ebullición:	100°C
Densidad:	0.99 g/mL
pKa:	15.7

ESPECIFICACIONES

Residuo después de evaporación	<i>Máximo permitido</i> 1 ppm
Absorbancia UV de mayor pico eluido	0.001 AU
Absorbancia UV	
190 nm	0.010 AU
200 nm	0.010 AU
254 nm	0.005 AU
300 nm	0.005 AU
400 nm	0.005 AU

PRESENTACIONES

NFPA: 0-0-0

1, 4 L

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE