

ALCOHOL n-AMÍLICO A.C.S.

n-Amyl Alcohol	CAT. 0375
(1-Pentanol, alcohol pentílico)	
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_2\text{OH}$	P.M. 88.15
CAS: 71-41-0	
Apariencia típica:	Líquido con suave olor característico.
Uso analítico:	Solvente
Punto de ebullición:	138°C
Solubilidad acuosa:	2.7 g en 100 mL a 22°C
Densidad:	0.81 g/mL

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_2\text{OH}$)	$\geq 98.0\%$ <i>Máximo permitido</i>
Agua (H_2O)	0.5%
Color (APHA)	30
Residuo después de evaporación	0.003%
Ácidos y ésteres [meq/g]	0.075
Compuestos con carbonilo (como HCHO)	0.1%

PRESENTACIONES

500 mL, 1, 2.5, 4 L

NFPA: 1-3-0

COLOR DE ALMACENAJE: ROJO