

1-NAFTOL (α) REACTIVO

1-Naphthol (α -naftol) $C_{10}H_8O$ CAS: 90-15-3 Apariencia típica:	CAT. 0430 P.M. 144.17 Escamas
---	---

ESPECIFICACIONES

Rango de fusión	95 – 97°C <i>Máximo permitido</i>
Solubilidad en alcohol	Pasa prueba
Residuo de ignición	0.05%
Ácido	No reacciona
Naftaleno	Pasa prueba

PRESENTACIONES

NFPA: 3-1-1	25, 100, 250 g	COLOR DE ALMACENAJE: BLANCO
-------------	----------------	-----------------------------