

**ALIZARINA I.C. 58000**

Alizarin	CAT. 0435
I.C. 58000	
(1,2-Dihydroxiantraquinona)	
$C_{14}H_8O_4$	P.M. 240.22
CAS: 72-48-0	
Apariencia típica:	Polvo rojo-naranja.

**ESPECIFICACIONES**

Claridad en solución alcohólica	Pasa prueba
Intervalo de transición visual (Rango ácido)	pH 5.5 (amarillo) a pH 6.8 (violeta)
Intervalo de transición visual (Rango básico)	pH 10.1 (rojo) a pH 12.1 (púrpura)

**PRESENTACIONES**

NFPA: 2-1-0	5, 10, 25 g	COLOR DE ALMACENAJE: VERDE
-------------	-------------	----------------------------