

ÓXIDO DE ALUMINIO REACTIVO

Aluminum Oxide	CAT. 0480
(Trióxido de aluminio)	
Al_2O_3	P.M. 101.96
CAS: 1344-28-1	
Apariencia típica:	Polvo blanco cristalino muy higroscópico.

ESPECIFICACIONES

	<i>Máximo permitido</i>
Cloruro (Cl)	0.005%
Silicatos, etc.	Trazas
Sulfato (SO_4)	0.050%
Álcalis y tierras alcalinas	0.50%
Metales pesados (como Pb)	0.005%
Hierro (Fe)	0.01%
Pérdida por ignición	5.0%
Sustancias solubles en agua	0.5%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE