

SULFATO DE ALUMINIO HIDRATADO A.C.S.

Aluminum Sulfate Hydrated	CAT. 0490
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$	P.M. 594.15
CAS: 17927-65-0	
Apariencia típica:	Cristales blancos.
Uso analítico:	Decolorante, desodorante, o agente precipitante; agente clarificante para grasas y aceites.
Cambio de estado (aproximado):	Funde cuando se calienta gradualmente.
Solubilidad acuosa:	Miscible

ESPECIFICACIONES

Ensayo ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$)	98.0 – 102.0% <i>Máximo permitido</i>
Materia insoluble	0.01%
Cloruro (Cl)	0.005%
Calcio (Ca)	0.01%
Magnesio (Mg)	0.002%
Potasio (K)	0.005%
Sodio (Na)	0.02%
Metales pesados (como Pb)	0.001%
Hierro (Fe)	0.002%

PRESENTACIONES

100, 250, 500 g, 2.5 kg

NFPA: 1-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE