

AMARILLO BRILLANTE I.C. 13085

Brilliant Yellow
 I.C. 13085
 $C_{26}H_{18}N_4Na_2O_8S_2$
 CAS: 3051-11-4
 Apariencia típica:

CAT. 0500

P.M. 624.55

Polvo

ESPECIFICACIONES

Aspecto
 Claridad en solución
 Intervalo de transición visual

Polvo fino color naranja.
 Pasa prueba
 pH 7.4 (amarillo) a pH 8.6 (naranja)

PRESENTACIONES

1, 5, 10 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE