

AMARILLO DE ALIZARINA COLORANTE

Alizarine Yellow

CAT. 0510

I.C. 14025

$C_{13}H_8N_3O_5Na$

P.M. 309.21

CAS: 584-42-9

Apariencia típica:

Polvo amarillo.

Punto de fusión:

253 – 254°C

ESPECIFICACIONES

Solubilidad en agua

Pasa prueba

Intervalo de transición visual

pH 10.0 (amarillo) a pH 12.0 (naranja)

PRESENTACIONES

5, 10, 25 g

NFPA: 2-0-0

COLOR DE ALMACENAJE: VERDE